

# NỘI DUNG THỰC HÀNH

-----

**Bài s 1:** Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật

**Bài s 2:** Các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh và các phương pháp khử trùng

**Bài s 3:** Thực hành pha môi trường dinh dưỡng

**Bài s 4:** Phân lập – Nuôi cấy – Bơm khuẩn vi sinh vật

**Bài s 5:** Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi

## **BÀI S 1: CÁC QUY T C AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH V T**

-----

Thao tác an toàn là yêu cầu cần quan trọng trong kỹ m nghi m vi sinh v t. Khi làm vi c v i vi sinh v t, chúng ta th ng thao tác v i s l ng r t l n và m c t bào vi sinh v t ( m c  $10^9$  t bào/ml). Nhi u ch ng vi sinh v t là tác nhân gây b nh nên c n luôn luôn c n th n v i t t c các ch ng ang thao tác. M t khác, nhân viên kỹ m nghi m c ng ph i s d ng nhi u lo i hóa ch t, trong ó có các acid ho c nh ng hóa ch t có c tính. Do v y, c n tuân th m t s quy t c an toàn m b o an toàn cho b n thân và cho nh ng ng i khác trong phòng thí nghi m nh sau:

- N m v ng nguyên t c, ph ng pháp làm vi c v i vi sinh v t.
- Không n u ng, hút thu c trong phòng kỹ m nghi m. Mang kh u trang khi thao tác v i vi sinh v t.
- M c áo blouse trong th i gian làm vi c.
- Tr c khi b t u làm c n sát trùng m t bàn b ng gi y lau t m c n  $70^0$  ho c dung d ch ch t di t khu n khác (lysol 5%, amphyll 10%, chlorox 10%), khô. Th c hi n t ng t cho hai tay. Chú ý ch a t èn c n ho c èn Bunsen khi tay ch a khô c n. L p l i vi c sát trùng này sau khi hoàn thành công vi c.
- C n ghi chú tên ch ng, ngày tháng thí nghi m lên t t c các h p petri, ng nghi m môi tr ng, bình nuôi c y.
- Khi l tay làm , nhi m vi sinh v t ra n i làm vi c, dùng kh n gi y t m ch t di t khu n lau k , sau ó th c hi n kh trùng l i bàn làm vi c.
- C n th n khi thao tác v i èn c n ho c èn Bunsen. T t ng n l a khi ch a có nhu c u s d ng ho c ngay sau khi th c hi n xong m i thao tác. L u ý tránh a tay, tóc qua ng n l a. C n có cách b o v tóc thích h p tr ng h p tóc dài.
- S d ng qu bóp cao su khi thao tác ng hút nh l ng (pipette), không hút b ng mi ng.
- Khi làm v d ng c th y tinh, c n th n mang g ng tay thu gom t t c m nh v vào m t túi rác riêng.
- Tách riêng ch t th i r n và ch t th i l ng.
- T t c ch t th i r n, môi tr ng ch a ho c nhi m vi sinh v t c n c h p kh trùng tr c khi th i b vào các bãi rác. Các d ng c , bình ch a nhi m vi sinh

v t c n c ngâm vào dung d ch ch t di t khu n (n c javel) tr c khi r a và tái s d ng.

- C n gói ho c ràng b ng b ng keo khi t ch ng các a petri lên nhau.
- Không m h p petri và dùng m i ng i tránh nhi m vi sinh v t vào ng hô h p.
- Khi t que c y có dính sinh kh i vi sinh v t, c n t vòng ho c u que c y vào chân ng n l a tránh s v ng nhi m vi sinh v t vào không khí.
- Sát trùng và r a tay s ch s tr c khi r i phòng thí nghi m.

## BÀI 2: CÁC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI TRÙNG

### I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. **Kiến thức lý thuyết:** Các kiến thức sau:

- Nhận biết các nhân tố vật lý, hóa học và sinh học và phát triển của vi sinh vật

+ Nhân tố vật lý bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, pH ...

+ Nhân tố hóa học bao gồm: acid, base, muối kim loại, carbon ...

- Nguyên nhân gây nhiễm các dạng bệnh là do sự tiếp xúc với không khí, các dạng bệnh hay vật phẩm có vi sinh vật

2. **Kỹ năng thực hành:** Hình thành và rèn luyện các kỹ năng:


- Bao gói dụng cụ và làm nút bông cho ống nghiệm

- Khử trùng dụng cụ và môi trường bằng nhiệt độ áp suất cao và tia gamma

### II. MẬT SỰ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH

1. Các dụng cụ thí nghiệm

a. **Ống nghiệm:** Các dụng cụ chứa môi trường nuôi cấy vi sinh vật, có nút bông không thấm nước hay bông nhả khuẩn



Hình 1: ống nghiệm

b. **Chén petri:** Dùng để cấy và nuôi cấy vi sinh vật. Có kính 8cm, 10cm, 12cm ...




Hình 2: chén petri

**c. ống hút (pipette)**

- ống hút có chia
- ống hút Pasteur

Nếu không có sẵn pipette Pasteur ta có thể chế tạo ống thủy tinh có kính 7mm, dài khoảng 25cm và 2 đầu cắt tròn nhẵn và nhét gòn không thấm nước.

Khi ống đã chế tạo xong, xoay đều cho đến khi thủy tinh chuyển trong suốt, mang khay nhôm ra và kéo đều tay như thế ta có được 2 pipette Pasteur



**Hình 3: Cách làm một pipette Pasteur**

**d. Micropipettes (Pipetman)**

Đây là pipet chính xác, cho phép ta hút các thể tích chính xác.



**Hình 4: Micropipette**

**e. Các dụng cụ thủy tinh khác**

- Becher
- Bình cầu đáy bằng và đáy tròn
- Bình tam giác (Erlen)
- Bình Roux

**2. Các dụng cụ thí nghiệm khác**

**a. Dây c y**

- *Dây c y thẳng*: sử dụng c y sâu hay ly trích vi sinh v t trên môi tr ng c
  - *Dây c y vòng*: dùng c y ria vi sinh v t trên m t th ch hay phân l p vi sinh v t trong môi tr ng l ng ho c môi tr ng c
  - *Dây c y th c th* : dùng c y các lo i n m men, n m m c, x khu n
- Nh ng lo i dây c y này th ng làm b ng kim lo i không b oxy hóa nhi t cao
- b. T m**: dùng vi sinh v t ho c theo dõi s t ng tr ng c a vi sinh v t



**Hình 5: T m**

**c. Lò Pasteur** (xem ph n sau)

**d. Autoclave** (xem ph n sau)

**e. N i ch ng cách th y**

**III. BAO GÓI D NG C**

**1. Nguyên t c**

- D ng c c bao gói ph i m b o s ch và khô.
- Bao gói ph i kín và c n th n sau khi kh trùng v n m b o s vô trùng c a d ng c trong l p gi y gói và l y ra s d ng d dàng.

**2. Ph ng pháp bao gói d ng c**

Vi c bao gói d ng c g m 2 khâu:

- Làm nút bông: cho các ng nghi m, bình tam giác, pipet, que trang
- Bao gói: cho h u h t các d ng c khác

**a. Cách làm nút bông**

- V i các ng nghi m:
  - ❖ L y m t ít bông không th m n c cu n l i
  - ❖ Dùng que tre n vào gi a cu n bông
  - ❖ y cu n bông này g p ôi và t t vào mi ng ng nghi m
  - ❖ *Yêu c u*:

- Nút có kích thước và chất vật liệu.
  - Nút tròn, gọn, phần ngoài lớn hơn phần trong.
  - Loại nút ra hay lồng vào dễ dàng
- Với các chai, lọ, bình tam giác có kích thước lớn: cách làm nút bằng bông nhũ
  - Với các pipet: dùng miếng dây thép nhúng nhét một ít bông vào đầu của pipet để không khí thấm ngược lại hút vào pipet

*b. Cách bao gói dụng cụ*

Với các dụng cụ sau khi làm nút bông cần bao gói phần có nút bông bằng giấy báo khi khi trùng nút bông không bị ẩm và mốc. Nếu dụng cụ vô trùng tốt hơn. Cách làm như sau:

- Chọn các loại giấy báo hình chữ nhật có kích thước tùy theo dụng cụ cần bao gói.
- Quấn quanh phần đầu có nút bông.
- Chọn loại chất liệu

*Yêu cầu:*

- Phần giấy bao bên ngoài phải chặt và kín
- Bao bằng giấy dày để dụng cụ khô ráo
- Bao bằng giấy báo để dụng cụ khô khi khi trùng tốt.

Với các dụng cụ như pipet, que trang phải dùng giấy báo kín toàn bộ. Có thể dùng hộp nhôm đựng các dụng cụ trên khi trùng.

**IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ**

**1. Nguyên tắc**

- Sau khi khi trùng cần mốc:
  - Vô trùng tuyệt đối cho dụng cụ và vật phẩm
  - Không làm thay đổi chất lượng môi trường
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người

**2. Các phương pháp khử trùng**

Khi khi trùng bằng nhiệt, các tế bào sinh dụng cụ và VSV bị tiêu diệt dần trong khi các bào tử vẫn tồn tại ngay nhiệt độ

Khử trùng chu trình của vi sinh vật phải thu được vào:


- Tính chất môi trường

- Số lượng tế bào
- pH của nước kh trùng

Do vậy kh trùng bằng nhiệt độ cụ thể xác định nhiệt độ thích hợp và khoảng thời gian cần thiết tiêu diệt toàn bộ VSV và bào tử của chúng có trong dòng cấy kh trùng

Có thể kh trùng bằng phương pháp nhiệt khô hay nhiệt ẩm

#### **a. Phương pháp nhiệt khô**

 Kh trùng bằng tia sấy

- Các thành phần trong tia sấy
- Cách tiến hành:

- Các dụng cụ đã khử trùng bao gói vào tia sấy
- Bật công tắc tự động
- Điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp (160°C trong 2h hoặc 180°C

trong 30 phút)

• Tắt tia sấy, ngưng tụ ở 60°C rồi tắt máy để nguội. Tránh mở tủ lấy dụng cụ khi nhiệt độ còn cao sẽ làm dụng cụ dễ bị biến dạng

• Các dụng cụ sau khi sấy mà giấy bao có màu hơi vàng là tốt yêu cầu. Nếu giấy bao có màu nâu chứng tỏ nhiệt độ kh trùng cao làm bông và giấy bị biến thành gondron (hợp chất có tính sát trùng) thì không thể sử dụng dụng cụ này nuôi cấy VSV được.

 Kh trùng bằng cách tia que lạnh nóng :


- Phương pháp này dùng kh trùng que cấy, ống hút, dụng cụ nghiệm, mi ống bình tam giác sau khi lấy nút bông ra.

- Cách kh trùng:

• Hướng dụng cụ trên ngón tay cái lên trên, đưa qua dải nhiệt 3 – 4 lần. Với các dây mayxô đưa que cấy phích cắm cho thật chặt chi u dài dây cấy.

• Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp tránh vệt và vị khuẩn không bị tiêu diệt khi lấy giấy.

#### **b. Kh trùng bằng sốc nóng**

 Đun sôi trong nước

Phương pháp này sử dụng khi cần kh trùng nhanh các dụng cụ: kim tiêm, dao, kéo, kẹp, cốc ....



Cách tiến hành:

- Dùng nước sạch ngưng đọng
- đun sôi từ 10 phút đến 1h

☀️ *Phương pháp thanh trùng nhiệt thấp* (phương pháp thanh trùng Pasteur)

Phương pháp này dùng để thanh trùng nhanh các thực phẩm dễ bị tổn thương nhiệt cao

Cách tiến hành:

- đun nóng môi trường lên  $65 - 70^{\circ}\text{C}$  trong 15 - 30 phút

Phương pháp này chỉ có tác dụng ức chế VSV không có bào tử

☀️ *Phương pháp thanh trùng  $100^{\circ}\text{C}$*  (phương pháp Tyndal)

Phương pháp này dùng để thanh trùng môi trường nuôi cấy men bánh mì, men gia súc, mứt làm nước chấm...

Cách thanh trùng:

- Hấp trong trường  $100^{\circ}\text{C}$  từ 30 - 40 phút.
- Lấy ra để 24 giờ cho bào tử vi khuẩn phát triển
- Hấp môi trường lần thứ hai  $100^{\circ}\text{C}$  trong 30 - 40 phút tiêu diệt các bào tử vẫn còn sống.
- Lặp lại quá trình này 3 - 4 lần

Kết quả: môi trường vẫn còn thanh trùng và các mầm bệnh không thay đổi chất lượng.

☀️ *Thanh trùng bằng hơi nước bão hòa áp suất cao (Autoclave)*

Phương pháp này được thực hiện trong nồi hấp vô trùng áp suất cao. Đó là thiết bị làm bằng kim loại có tính chịu nhiệt cao có khả năng tăng nhiệt độ nhanh chóng và thời gian

❖ *Nguyên tắc hoạt động*

- Làm tăng nhiệt độ thanh trùng các vật bằng hơi nước dưới áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất tăng làm nhiệt độ tăng nhanh chóng và đạt được



**Hình 6: Autoclave**

- Mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ của nước biểu hiện qua bảng sau:

Áp suất (atm)	Nhiệt độ (°C)
0	100
0,5	112
1,0	121
1,5	128
2,0	134

❖ *Cách sử dụng:*

- Chọn các dụng cụ cho môi trường cần khử trùng
- Cho 3 lít nước vào bình kiểm tra mức nước cho phù hợp.
- Lắp đặt các dụng cụ, môi trường cần khử trùng vào bên trong bình.
- Đóng kín bình.
- Điều chỉnh nhiệt độ và áp suất về vị trí mong muốn.
- Kiểm tra mức nước
- Bật công tắc khử trùng bình tự động hành động.
- Khi kết thúc quá trình khử trùng, bình sẽ báo hiệu bằng còi.
- Giữ công tắc khử trùng về vị trí “dry”
- Kiểm tra áp suất trên 0 mét nước để bình ngưng tụ ra.
- Rút phích nước
- Ghi nhãn ngày - tháng - năm vào dụng cụ sau khi khử trùng.

**CHÚ Ý:** Đảm bảo an toàn và hiệu quả của việc khử trùng, người thực hiện cần phải:

- Kiểm tra bình trước khi sử dụng
- Thực hiện đúng quy trình hành động
- Tránh cung cấp điện áp không gây văng dụng cụ, nguyên liệu hoặc gây nguy hiểm.
- Trắc tiếp theo dõi quá trình khử trùng cho đến khi kết thúc và ngắt điện.
- Luôn kiểm tra chất lượng nước áp lực và an toàn.

Tóm lại, phương pháp khử trùng bằng hơi nước bão hòa áp suất cao là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất trong các phương pháp khử trùng nhằm ngăn ngừa đi t các tác nhân sinh đường ruột và tác nhân sinh virus.

**c. Kh trùng bằng sức lọc**

Sử dụng cho môi trường lỏng, trong, có nhầy y u, không chịu nhiệt cao hơn 60°C. Cho môi trường đi qua màng lọc xốp có màng kính l nh h n ng kính cao vi khuẩn. Khi đó, vi khuẩn sẽ bị giữ lại trên màng lọc còn dung dịch đi qua sẽ vô trùng. Màng lọc thường là màng cellulose

**d. Diệt trùng bằng bức xạ**

➤ Tia tử ngoại: Bức xạ thường dùng nhất là tia UV. Dòng tia UV diệt trùng không khí phòng bệnh vi khuẩn, phòng vô trùng. Tia UV chỉ khử trùng bề mặt mà không thấm sâu vào bên trong mẫu vật.

➤ Tia âm cực: Diệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, thực phẩm, tia âm cực có thể tiêu diệt các virus cho vào bao gói kín.

**CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP**

1. Thực hành bao gói các loại dụng cụ?
2. Phân tích các vi sinh vật học của các phương pháp khử trùng Pasteur, Tyndal?
3. Tóm tắt cách sử dụng nồi hấp suất cao (autoclave)?

## BÀI 3: CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT

-----

### I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. **Kiến thức lý thuyết:** Các dụng cụ và hình thành một số kiến thức sau:

- Khái niệm môi trường dinh dưỡng.
- Yêu cầu cơ bản của môi trường dinh dưỡng.
- Các phân loại môi trường dinh dưỡng.
- Nguyên tắc cơ bản của việc chọn môi trường dinh dưỡng

2. **Kỹ năng thực hành**

- Kỹ năng sử dụng các dụng cụ: cân phân tích, ống đong, pipet, autoclave, tủ ấm.
- Cân đong, pha chế hóa chất.
- Làm trong môi trường.
- Kiểm tra pH và khử trùng môi trường.
- Kiểm tra kết quả khử trùng.
- Bảo quản môi trường

### II. HÓA CHẤT – NGUYÊN LIỆU – DỤNG CỤ

1. **Hóa chất – nguyên liệu**

Tùy theo yêu cầu và điều kiện thực tế của PTN mà ta chuẩn bị các nguyên liệu, hóa chất của một số loại môi trường SV thực hành.

2. **Dụng cụ**

- Ống nghiệm
- Giá ống nghiệm
- Tủ petri
- Bình tam giác 250 ml
- Cốc thủy tinh 250 ml
- Pipet các loại
- Ống đong
- Phễu thủy tinh
- Giấy lọc, giấy bao gói
- Bông không thấm nước, bông y tế
- Đèn cồn

### III. MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG

### 1. Khái niệm môi trường dinh dưỡng

- Các chất dinh dưỡng là những hợp chất tham gia vào quá trình trao đổi chất trong bào.

- Môi trường dinh dưỡng là hỗn hợp các chất dinh dưỡng và các chất này có nhiệm vụ duy trì thế oxy hóa khử, áp suất thẩm thấu của tế bào và sự cân bằng pH trong môi trường.

### 2. Các yêu cầu cơ bản của môi trường dinh dưỡng

- Có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
- Có pH thích hợp
- Có nhiệt độ thích hợp
- Không chứa các yếu tố ức chế
- Tuy nhiên vô trùng

### 3. Phân loại môi trường dinh dưỡng

Người ta dựa trên các cơ sở khác nhau phân loại môi trường

#### a. Căn cứ theo thành phần và nguồn gốc: gồm 3 loại

- Môi trường tự nhiên: có thành phần là các sản phẩm tự nhiên như: trứng, sữa, khoai tây, dịch chiết nấm men, ngũ cốc, cám. Thành phần hóa học của loại môi trường không thể xác định chính xác do sự không đồng nhất của sản phẩm tự nhiên.

- Môi trường tổng hợp: chứa các chất hóa học mà thành phần của chúng có thể xác định và biết lượng mặt cách chế tạo và chính xác.

- Môi trường bán tổng hợp: chứa các chất hóa học lẫn các sản phẩm tự nhiên.

#### b. Căn cứ theo tính chất lý học: gồm 3 loại

- Môi trường lỏng: thành phần môi trường này không chứa agar và thường được sử dụng nghiên cứu quá trình tổng hợp của vi sinh vật.

- Môi trường đặc: môi trường này chứa 1,5 – 2% agar hoặc 10 – 20% gelatin. Môi trường này được sử dụng nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh lý của vi sinh vật.

- Môi trường bán lỏng: chứa 0,3 – 0,7% agar

#### c. Căn cứ vào công dụng: gồm các loại sau:

- Môi trường cấy: thích hợp cho nhiều loại vi sinh vật khác nhau.

- Môi trường chẩn đoán: là môi trường mà bố trí để phát triển ưu thích của một loài hay một nhóm loài vi sinh vật xác định nào đó.

- Môi trường kiểm nghiệm: là môi trường cho phép phân biệt các chủng nấm mốc và vi khuẩn xác định. Thông thường, người ta cho vào môi trường chất nhuộm tạo ra những màu sắc riêng.

#### 4. Phương pháp pha môi trường

Pha môi trường thể hiện việc phân lập, nhân giống, giữ giống vi sinh vật, nuôi cấy và nghiên cứu các chủng nấm mốc và vi khuẩn sinh học của chúng

##### a. Nguyên tắc pha môi trường

- Dựa trên các nhu cầu về các chất dinh dưỡng và khả năng sinh hóa các chất dinh dưỡng của từng loài vi sinh vật.

- Đảm bảo cân bằng và áp suất thẩm thấu của môi trường và vi sinh vật nên cần chú ý và cân chỉnh và nồng độ các chất trong thành phần môi trường dinh dưỡng.

- Đảm bảo các điều kiện hóa, lý cần thiết cho các hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật.

##### b. Các bước pha môi trường dinh dưỡng

###### ➤ Pha chế

Cân, song thích chính xác các thành phần môi trường và pha chế theo đúng trình tự hướng dẫn trong tài liệu.

- Môi trường lỏng: cân, song các chất rồi cho vào nước

- Môi trường đặc:

- Cân các thành phần của môi trường cho vào nước cất.
- Cân agar rồi cho vào dung dịch trên

###### ➤ Làm trong môi trường

Việc làm trong môi trường giúp ta dễ dàng quan sát sự phát triển của vi sinh vật.

- Với môi trường lỏng: tiến hành lắc bằng tay hoặc máy lắc.

- Với môi trường đặc: thỉnh thoảng qua vài ngày 2 lần pha loãng trong điều kiện có pha loãng nóng.

###### ➤ Kiểm tra pH của môi trường

- Dùng HCl 10% hoặc NaOH 10% để kiểm tra pH.

- Muốn kiểm tra pH, ta sử dụng máy đo pH vì nó nhạy và cho kết quả chính xác cao. Nếu không có thiết bị đo thì người ta thường dùng giấy quỳ để kiểm tra pH nhưng không có kết quả chính xác cao.

###### ➤ Phân phối môi trường vào dụng cụ

Ng i ta th ng phân ph i môi tr ng vào a petri, ng nghi m, bình tam giác. Trình t phân ph i nh sau:

- un cho môi tr ng hóa l ng.
- M t tay gi d ng c ch a môi tr ng
- Tay còn l i k p nút bông và kéo ra.
- Nhanh tay môi tr ng vào d ng c và y nút bông l i.
- Chú ý:

- i v i ng nghi m: N u môi tr ng làm th ch nghiêng thì l ng môi tr ng c n c phân ph i chi m 1/4 th tích ng nghi m. N u làm th ch ng thì l ng môi tr ng c phân ph i chi m 1/2 - 1/3 th tích ng nghi m.

- i v i bình c u hay bình tam giác : l ng môi tr ng c phân ph i chi m 1/2 - 2/3 th tích bình.

- Các thao tác phân ph i ph i nhanh g n, khéo léo môi tr ng không dính vào mi ng d ng c ho c nút bông và vi c phân ph i c n c th c hi n xong tr c khi môi tr ng b ông c.

#### Kh trùng môi tr ng

Tùy theo tính ch t và i u ki n c th c a t ng lo i môi tr ng mà có ch và ph ng pháp kh trùng khác nhau.

Các ph ng pháp kh trùng th ng c s d ng là:

- Ph ng pháp Pasteur
- Ph ng pháp Tyndal
- Ph ng pháp l c b ng d ng c l c vi khu n
- Ph ng pháp h p b ng h i n c bão hòa áp su t cao

- i v i các d ng c ch u nhi t (s , v i, th y tinh) kh trùng 1,5 atm / 20 – 30 phút

- i v i d ng c ch a ll môi tr ng tr lên thì h p 1 atm / 30 phút

- V i các lo i môi tr ng ch a ng d bi n tính nhi t cao thì h p kh trùng 0,5 – 0,6 atm / 15 phút

#### Làm th ch nghiêng, th ch ng và th ch vào a petri

- ❖ Làm th ch nghiêng: C n ti n hành ngay sau khi kh trùng môi tr ng và môi tr ng ch a ông c.

- t ng nghi m có môi tr ng lên giá t nghiêng và không c môi tr ng ch m vào nút bông.

- yên cho n khi môi tr ng ông c. Yêu c u m t th ch ph i th ng, nh n và liên t c

❖ Làm th ch ng: t các ng nghi m có môi tr ng là th ch ng vào giá, yên cho môi tr ng ông c

❖ môi tr ng vào a petri: Toàn b quá trình th ch vào a petri c th c hi n trong t c y vô trùng và g m các thao tác sau:

- M bao gi y gói các a petri

- M t tay c m đ ng c ch a môi tr ng

- Tay còn l i m nút bông và h mi ng bình trên ng n l a n c n.

- M hé n p a petri. Nghiêng bình và rót môi tr ng vào a petri.

- y n p a l i, xoay tròn a môi tr ng c phân ph i u bên trong a.

- yên cho môi tr ng ông c.

- L t ng c a l i và b o qu n.

### CHÚ Ý:

- Thao tác môi tr ng ph i nhanh và khéo léo h n ch s nhi m khu n.

- M t th ch ph i ph ng, nh n, có dày kho ng 2mm. Thông th ng c kho ng 200 ml môi tr ng s phân ph i c t 22 – 25 a.

- Sau khi phân ph i môi tr ng vào a petri, ki m tra l i xem môi tr ng có b nhi m khu n sau 1 – 2 ngày.

- Ghi chú môi tr ng (tên môi tr ng, ngày kh trùng, h n s đ ng)

🚫 *B o qu n và ki m tra môi tr ng*

- Môi tr ng ch a s đ ng c b o qu n ch mát (0 – 5<sup>0</sup>C) và không môi tr ng b khô.

- Tr c khi s đ ng, ki m tra vô khu n c a môi tr ng, ng i ta th ng t vào t m 37<sup>0</sup>C trong m t kho ng th i gian nh t nh. Lo i b môi tr ng b nhi m khu n và ch s đ ng môi tr ng t yêu c u.

## IV. CÔNG TH C VÀ CÁCH PHA M T S LO I MÔI TR NG THÔNG D NG

1. **Môi tr ng nuôi c y vi khu n** (môi tr ng cao th t – pepton)



*Công thức:*

- Cao thịt: 5g
- Pepton: 10g
- Nước cất: 1000ml

*Cách pha môi trường nuôi cấy:*

- Cân chính xác và cho các thành phần của môi trường vào trong cốc chứa sẵn 1 ít nước
- Khuấy cho tan hết và thêm lượng nước theo yêu cầu
- Đun lên cho tan hoàn toàn
- Sterilize và lượng dung dịch vào bình
- Lọc bằng vải hay giấy lọc
- Phân phối môi trường vào các ống cấy khuẩn

## 2. Môi trường nuôi cấy nấm men (Hansen)

*Công thức:*

- Saccharose hoặc Maltose: 50g
- Pepton: 10g
- $\text{KH}_2\text{PO}_4$ : 3g
- $\text{MgSO}_4$ : 3 – 5 g
- Agar: 20g
- Nước cất: 1000ml

*Cách pha chế môi trường nuôi cấy:*

- Cân chính xác và cho các thành phần của môi trường vào trong cốc chứa sẵn 1 ít nước
- Khuấy cho tan hết và thêm lượng nước theo yêu cầu
- Đun lên cho tan hoàn toàn
- Sterilize và lượng dung dịch vào bình
- Lọc bằng vải hay giấy lọc
- Phân phối môi trường vào các ống cấy khuẩn

## 3. Môi trường nuôi cấy nấm mốc (môi trường Czapek)

- Saccharose: 30g
- $\text{NaNO}_3$ : 30g
- $\text{K}_2\text{HPO}_4$ : 1g

- MgSO<sub>4</sub>: 0,5g
- FeSO<sub>4</sub>: 0,01g
- Agar: 20g
- Nồng độ: 1000ml

pH = 6, khử trùng 1atm/30 phút

#### 4. Môi trường nuôi cấy x khuẩn (môi trường Gauze 1)

- Tinh bột tan: 20g
- K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>: 0,5g
- MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O: 0,5g
- KNO<sub>3</sub>: 1,0g
- NaCl: 0,5g
- FeSO<sub>4</sub>: 0,01g
- Agar: 20g
- Nồng độ: 1000ml

pH = 7,2 – 7,4 khử trùng 0,5 atm/30 phút

## V. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG

### 1. Nguyên tắc khử trùng

Khử trùng môi trường dinh dưỡng nhằm mục đích:

- Tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật ngoại lai hiện diện trong môi trường
  - Tạo điều kiện vô trùng cho môi trường kiểm tra phân lập, nuôi cấy chính xác.
- Do đó, khi khử trùng môi trường phải bám sát các điều kiện như sau:
- Không làm biến tính môi trường, không làm biến tính chất kết tủa trong môi trường
  - Sau khi khử trùng, trong môi trường không nên sinh ra các chất độc gây chết vi sinh vật nuôi cấy
  - Phải bám sát điều kiện vô trùng tuyệt đối sau khi khử trùng
  - Bảo đảm an toàn vệ sinh sản phẩm

### 2. Phương pháp khử trùng môi trường dinh dưỡng

Phương pháp khử trùng cơ sở đáng chú ý là khử trùng môi trường là autoclave. Tuy nhiên, tùy theo loại môi trường khác nhau sẽ có những điều kiện khử trùng khác nhau

- a. Vệ sinh môi trường chứa các chất dễ biến tính (sữa, các chất lỏng)

- i v i môi tr ãng ch a s a: không c kh ã tr ãng tr ên  $100^{\circ}\text{C}$  v i nhi t cao s a d b bi n t ính. Do ó, i v i lo i môi tr ãng này, ta tách ra làm 2 ph ãn: s a ti n hành thanh tr ãng Pasteur, còn các thành ph ãn khác c kh ã tr ãng trong autoclave. Sau ó, hòa tr ãn 2 thành ph ãn ó v i nhau.

- i v i m t s môi tr ãng ch a m t s ch t d b phân h y nhi t cao nh urea thì n u chúng ta t pha ch thì chia ra 2 ph ãn kh ã tr ãng còn n u môi tr ãng t ãng h p thì ta kh ã tr ãng b ãng cách s d ãng màng l c có kích th c l ãnh ( $0,45\ \mu\text{m}$ ) l c kh ã tr ãng.

*b. Môi tr ãng thông th ãng*

Ti n hành kh ã tr ãng bình th ãng v i các i u ki n th i gian và nhi t c khuy n cáo cho t ãng lo i môi tr ãng

## **CÂU H I VÀ BÀI T P**

1. Trình bày các nguyên t c c b n c a vi c pha môi tr ãng dinh d ãng?
2. Các b c pha môi tr ãng dinh d ãng?
3. M i nhóm sinh viên th c hành 3 lo i môi tr ãng.
4. M i nhóm SV th c hành kh ã tr ãng 1 trong 3 lo i v a pha b ãng autoclave và phân ph i vào ãng nghi m, ã Petri.
5. Ki m tra k t qu kh ã tr ãng b ãng cách môi tr ãng vào t m  $37^{\circ}\text{C}$  t 2 – 3 ãng ã xác ãnh có vi sinh v t không? N u có, hãy gi i thích nguyên nh ãn c a hi n t ãng này.

## BÀI 4: PHÂN LẬP – NUÔI CỖ – BỐ QUẢN VI SINH VẬT

-----

### 1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA BÀI

#### 1. Kiến thức lý thuyết

- Ý nghĩa của việc phân lập, nuôi cấy và bố quản vi sinh vật trong công tác nghiên cứu vi sinh vật học

- Các nguyên tắc cơ bản của quá trình phân lập – nuôi cấy – bố quản vi sinh vật

#### 2. Kỹ năng thực hành

- Kỹ năng phân lập vi sinh vật hiếu khí

- Tạo ra các khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật
- Tạo ra các khuẩn lạc riêng rẽ môi trường trên đĩa petri cấy chuyển
- Kiểm tra tính khiết của giống vi phân lập

- Kỹ năng nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí

- Các thao tác cấy chuyển từ ống nghiệm sang các loại môi trường: thạch nghiêng, thạch ống, thạch đĩa
- Các kỹ thuật khác nhau trên các kỹ thuật môi trường trên

- Kỹ năng bố quản các chủng vi sinh vật thuần khiết

- Bố quản trên môi trường thạch
- Bố quản trên cát, trên hạt
- Bố quản bằng phương pháp ống khô

### 2. HÓA CHẤT – NGUYÊN LIỆU – DỤNG CỤ

#### 1. Hóa chất, nguyên liệu

- Môi trường thạch ống, thạch đĩa, thạch nghiêng nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí

- Các ống nghiệm men, nghiệm cấy

- Tinh bột, cát, lúa

#### 2. Dụng cụ

- Que cấy vô trùng, ống nghiệm, hình thức th

- Que trang, ống hút chia 1ml

- Ống nghiệm, giá ống nghiệm, đĩa petri

- Đèn cồn, diêm quẹt

### 3. CÁCH THỨC PHA LOÃNG MẪU


## 1. Nguyên tắc

Pha loãng mẫu là một bước trong những công đoạn cần thiết quan trọng trong quá trình phân tích vi sinh vật. Việc pha loãng mẫu các nồng độ thích hợp sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình nhận định nồng độ phân tích vi sinh vật.

## 2. Phương pháp

- **viêm nhiễm:** dùng pipet hút 1 ml mẫu cho vào ống nghiệm chứa 9 ml dung dịch pha loãng, khi đó ta sẽ có nồng độ pha loãng là  $10^{-1}$ . Tiếp tục lấy ống nghiệm  $10^{-1}$  hút tiếp 1 ml và cho vào ống nghiệm chứa 9 ml dung dịch pha loãng → pha loãng  $10^{-2}$ . Tiếp tục như vậy lần lượt các lần tiếp.

- **viêm urin:** cân chính xác 10 g mẫu, sau đó cho vào 90 ml dung dịch pha loãng → nồng độ pha loãng  $10^{-1}$ . Và tiếp tục pha loãng tiếp theo như mẫu trên.



Hình 7: Phương pháp pha loãng

## 4. PHÂN LẬP VI SINH VẬT

### 1. Nguyên tắc

- Tách rời các tế bào vi sinh vật
- Nuôi cấy các tế bào trên trong môi trường dinh dưỡng để tạo khuẩn lạc riêng rẽ

### 2. Quá trình phân lập vi sinh vật để thu nhận khi cấy: gồm các bước:

- Tạo ra các khuẩn lạc riêng rẽ từ quần thể vi sinh vật ban đầu
- Phân lập các vi sinh vật thu nhận khi cấy
- Kiểm tra tính khi cấy của vi sinh vật

#### a. Tạo ra các khuẩn lạc riêng rẽ trên môi trường phân lập


- Nếu mẫu ban đầu dính rơm thì phải chuyển về dạng lỏng bằng cách:
  - Nghiền mẫu
  - Hòa tan mẫu vào nước cất vô trùng rồi pha loãng

Sau đó thể hiện như làמוד ng l ng:

- Tỉ lệ pha loãng các nồng độ
- Cấy mẫu trên môi trường cấy


- Chú ý: nếu không có môi trường cấy có thể sử dụng môi trường mà vi sinh vật phát triển bình thường nhưng có bổ sung các chất ức chế các vi sinh vật khác phát triển.

### **b. Phân lập vi sinh vật trên môi trường thạch đĩa petri**

 *Vi cấy vi sinh vật hiếu khí*

- Hút 0,1 ml dịch mẫu pha loãng cho vào đĩa petri có môi trường thích hợp.
- Dùng que trang trí để cấy mẫu
- Tỉ lệ pha loãng que trang trí để cấy mẫu là 2, 3..
- Các đĩa trên nên thích hợp trong 1 khoảng thời gian nhất định để thu các khuẩn lạc riêng


### **c. Kiểm tra tính khiết của nấm i phân lập**

 *Kiểm tra cấy*

Quan sát sự sinh trưởng của vi sinh vật trên môi trường thạch

- Nếu cấy có bám và màu sắc đều, thu nhận thành nấm i phân lập tính khiết thì ngược lại

- Nếu cấy không thu nhận thì loại bỏ

 *Kiểm tra thu nhận các khuẩn lạc*

- Chọn các khuẩn lạc riêng trên môi trường thạch nghiêng

- Tách các khuẩn lạc này ra, hòa tan và pha loãng nồng độ trong nước vô trùng.


- Nhỏ giọt dịch trên vào đĩa petri có môi trường.
- Dùng que trang trí để cấy mẫu đĩa petri thẳng đứng, rồi đĩa 2, 3.
- Đĩa petri nên và thời gian thích hợp.
- Sau đó quan sát các khuẩn lạc riêng. Sự thu nhận khiết của khuẩn lạc là biểu hiện sự thu nhận khiết của nấm i

### **3. Phân lập mẫu vi sinh vật trong thực phẩm**

#### **a. Phân lập vi khuẩn *Bacillus subtilis***

- Cấy khô cấy vào bình tam giác
- Bổ sung thêm: một ít phân và nước sạch cho cấy


- đun sôi 15 phút để tiêu diệt các tế bào sinh dưỡng và các tế bào không sinh bào tử.
- cấy nút bông và ủ ở 25 – 26°C trong vòng 48 – 72h
- Kết quả:
  - Xuất hiện lớp váng xám có nhiều vi khuẩn *B.subtilis* vì có khô bao gi cũng xuất hiện bào tử của vi khuẩn này
  - Trên kính hiển vi: Tế bào vi khuẩn *B.subtilis* có hình que, dài, bào tử hình ovan nằm xa tâm hay gần tâm khuẩn l c. Tế bào có kích thước 3 – 5 x 0,6 μm.




**Hình 8: Tế bào vi khuẩn *Bacillus subtilis* quan sát dưới kính hiển vi**

**b. Phân lập nấm mốc *Aspergillus oryzae*, *Aspergillus niger* và *Mucor***


- Có thể phân lập nấm mốc này trên cơm nguội, xôi làm mốc trắng, bánh mì khô ít ngày.
  - Thông qua màu sắc của nấm mốc:
    - Mốc có màu trắng: *Mucor* hoặc *Rhizopus*
    - Mốc có màu đen: *Aspergillus niger*
    - Mốc có màu xanh lục: *Penicillium italicum*
  - Dùng que cấy hình thành thành lớp mỏng vào môi trường thạch nghiêng thích hợp (Czapek)



*Penicillium*



*Aspergillus niger*




*Rhizopus*


**Hình 9: Hình dạng nấm mốc**

### c. Thu nhận nấm men

- Có thể phân lập nấm men dễ dàng từ các môi trường như:
  - Bấm trái cây hoặc dầm chếp mứt trái cây như táo, lê, nho, dâu....
  - Trong rượu, trong các bánh men rượu, bia, nước mía vài hôm, hớt kefir....
- Dưới kính hiển vi, nấm men có dạng hình cầu hay hình trứng. Tế bào có kích thước lớn, có khả năng nảy chồi. Khuynh hướng có màu trắng sữa
- Chọn khuynh hướng nấm men riêng rẽ và cấy vào môi trường thích hợp (môi trường Hansen).



(a)




(b)

**Hình 10: Nấm men *Saccharomyces cerevisiae* dưới kính hiển vi quang học (a) và kính hiển vi điện tử (b)**

### d. Thu nhận xạ khuẩn

- Có thể thu nhận xạ khuẩn dễ dàng từ đất, nước, trên các chất sống và thực vật và sự đa dạng môi trường Gauze 1 phân lập
- Phân biệt xạ khuẩn trên môi trường Gauze 1:
  - Khuynh hướng vi khuẩn nhầy, kết
  - Khuynh hướng vi khuẩn bông xốp, có dạng sợi
- Sau khi cấy 0,1 ml dịch mẫu vào môi trường, cần chú ý: nuôi trong tối (28°C) từ 7 – 15 ngày mới lấy ra chủng khuẩn riêng rẽ cấy chuyển



**Hình 11: Xạ khuẩn**



## 5. PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY VI SINH VẬT

### 1. Khái niệm

Quá trình nuôi cấy vi sinh vật gồm 2 khâu: nuôi và cấy

- Nuôi: là quá trình làm b o và duy trì nh ng i u ki n thu n l i nh t cho s ho t ng và phát tri n c a vi sinh v t

- C y: là nh ng thao tác chuy n vi sinh v t t môi tr ng sang môi tr ng thu n l i h n cho s phát tri n c a chúng

Hai khâu này g n bó v i nhau trong quá trình nghiên c u và ng d ng vi sinh v t

### 2. Mục ích


- Phát hi n s có m t c a vi sinh v t trong các nguyên li u v t ph m c n nghiên c u.
- Ti n hành nh n gi ng vi sinh v t m t cách nhanh chóng
- B o t n các gi ng thu n khi t.
- Nghiên c u các c tính sinh h c và h th ng sinh h c c a chúng.

### 3. Nguyên t c

- M i thao tác nuôi c y u ph i th c hi n trong i u ki n vô trùng tránh nhi m khu n.
- Môi tr ng và d ng c nuôi c y ph i c kh trùng
- Duy trì các i u ki n thu n l i vi sinh v t phát tri n

### 4. Các ph ng pháp c y

#### a. Ph ng pháp chung c a vi c c y chuy n



Hình 11: Ph ng pháp c y chuy n môi tr ng l ng sang môi tr ng l ng

- Dán nhãn ghi: tên gi ng vi sinh v t + ngày cấy
- Một tay cầm 2 ống nghiệm: một ống giống và 1 ống môi trường
- Tay còn lại cầm que cấy và đốt đỏ dây cấy trên ngọn lửa đèn cồn để khử trùng
- Dùng ngón út và ngón áp út rút nút bông của ống giống ra.
- Hơ nóng khử trùng miệng ống nghiệm
- Đợi que cấy nguội, đưa que cấy vào ống nghiệm lấy khuẩn lạc trong ống giống.
- Rút que cấy ra và tiến hành cấy chuyển trong ống môi trường
- Khử trùng lại phần không khí nơi miệng ống nghiệm rồi đậy nút bông.
- Khử trùng lại que cấy sau khi sử dụng xong

#### CHÚ Ý:

- Nếu ống giống là canh trường thì dùng pipet hút canh trường thay cho que cấy.
- Thao tác khử trùng ống hút bắt đầu từ đầu nhỏ ống hút sau khi đã tháo giấy bao gói.
- Sau khi sử dụng, cắm ống hút vào cồn 70% để khử trùng

#### ***b/ Phương pháp cấy trên thạch nghiêng***

Phương pháp này để cấy chuyển các vi sinh vật hiếu khí:

- Sử dụng que cấy vòng tiến hành các thao tác theo đúng trình tự đã nêu trên
- Thực hiện việc cấy giống vào ống thạch nghiêng bằng các thao tác tiếp theo:
  - Hòa giống ở đầu que cấy vào giọt nước ở đáy ống nghiệm
  - Nhẹ nhàng lướt que cấy trên mặt thạch theo các kiểu: hình chữ chi, vòng xoắn, vạch ngang song song

#### ***c. Phương pháp cấy trên thạch đứng***: dùng để cấy vi sinh vật kỵ khí

- Sử dụng que cấy hình kim.
- Sau khi lấy sinh khối, dùng que cấy này đâm sâu vào khối thạch. Đâm sát đáy ống nghiệm và đâm thành 3 đường: 1 đường giữa và 2 đường sát thành ống.
- Đường cấy phải thẳng, nhẹ nhàng để không gây nứt, vỡ môi trường


#### ***d. Phương pháp cấy trên agar petri***

 Dùng que cấy vòng



**Hình 12: Phương pháp cấy chuyển từ môi trường lỏng sang môi trường thạch**

- Đặt đĩa petri lên bàn
- Dùng que cấy lấy sinh khối vi sinh vật
- Mở hé nắp đĩa petri đủ để cho que cấy vào
- Nhẹ nhàng và nhanh chóng lướt que cấy lên mặt thạch theo 1 trong các kiểu sau
  - Theo hình chữ chi trên toàn bộ mặt thạch
  - Theo những đường song song
  - Theo 4 hình chữ chi 4 góc



**Hình 13: Kết quả sau khi cấy**

👉 *Dùng pipet*: dùng để định lượng vi sinh vật. Có 2 cách thực hiện:

- Cách 1:
  - Trộn dịch cấy vào thạch bằng cách hút 0,1 ml dịch nghiên cứu cho vào ống nghiệm có môi trường thạch ở nhiệt độ 50<sup>0</sup>C
  - Đậy nút bông lại, lắc nhẹ cho vi sinh vật phân phối đều trong môi trường
  - Đổ thạch này vào đĩa petri đã khử trùng
  - Xoay tròn đĩa để thạch phân bố đều mặt đĩa
  - Để yên cho môi trường đông đặc và ủ ở nhiệt độ thích hợp
- Cách 2:
  - Hút 0,1 ml dịch cần nghiên cứu cho vào đĩa petri có môi trường đặc
  - Dùng que trang trải đều khắp mặt đĩa
  - Ủ ở nhiệt độ và thời gian thích hợp

#### ***e. Kỹ thuật cấy vi sinh vật***

Sau khi nuôi cấy ở nhiệt độ và thời gian thích hợp cho mỗi loại vi sinh vật ta thấy:

- Trong môi trường lỏng: vi khuẩn phát triển sẽ làm đục môi trường
- Trong môi trường rắn ở thạch nghiêng:
  - Nấm men, vi khuẩn phát triển sẽ tạo những vệt nổi thạch trong hay trắng đục
  - Nấm mốc sẽ tạo nên những sợi mảnh từ vết cấy

## **6. BẢO QUẢN CHẾ PHẨM VI SINH VẬT THUẬN KHI T**

### **1. Nguyên tắc**

- Đảm bảo tốt các điều kiện trong quá trình bảo quản để không làm thay đổi phẩm chất ban đầu của giống.
- Làm chậm quá trình trao đổi chất và hô hấp ở vi sinh vật đồng thời ngăn cản quá trình sinh sản của chúng

### **2. Các phương pháp bảo quản**

#### ***a. Phương pháp cấy chuyển nhanh trên môi trường mới***


Phương pháp này áp dụng để bảo quản tất cả các loại vi sinh vật

- Với nấm men, vi khuẩn: cấy chuyển sau 1 – 2 tháng
- Với nấm mốc: cấy chuyển sau 3 – 6 tháng

Thời gian giữa 2 lần cấy có thể kéo dài hơn nếu sau khi cấy vi sinh vật ta bảo quản ở nhiệt độ thấp (3 – 5<sup>0</sup>C)


- Ưu điểm: phương pháp này đơn giản, dễ làm, thời gian bảo quản không lâu
- Nhược điểm: Tốn môi trường, công sức, thời gian. Phẩm chất ban đầu của giống có thể bị thay đổi do nhiều nguyên nhân khó xác định cụ thể trong quá trình cấy chuyền.

### **b. Phương pháp giâm trên cát, hạt**

 **Trên cát:** bảo quản bào tử tiềm sinh (bào tử vô tính) và thời gian bảo quản là một hoặc nhiều năm

*Cách bảo quản:*

- Đất, cát đem rây để lấy hạt đều và ngâm trong HCl hay trong H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đậm đặc 8 – 12 h để loại bỏ các acid hữu cơ trong cát
- Rửa kỹ dưới vòi nước cho đến khi pH trung tính
- Sấy khô và giữ ở điều kiện vô trùng.
- Đổ đầy cát vào ống nghiệm chứa vi sinh vật phát triển trên môi trường thạch và lắc thật đều.
- Rót toàn bộ cát và vi sinh vật vào một ống nghiệm khác
- Hàn kín miệng ống nghiệm này sẽ giữ được rất lâu.

 **Trên hạt:** bảo quản các chủng có dạng sợi dạng sinh bào tử hoặc không.

Thời gian bảo quản có thể đạt 1 năm

*Cách bảo quản:*

- Hạt ngũ cốc được rửa sạch
- Nấu cho hạt vừa nứt, để ráo nước
- Cho các hạt ngũ cốc vào các ống nghiệm.
- Phủ trên mặt các hạt này một lớp bông thấm nước nấu hạt ngũ cốc
- Cấy giống vi sinh vật trên lớp bông cho mọc thật đầy
- Giữ ở nhiệt độ 15 – 20<sup>0</sup>C.

### **c. Phương pháp đông khô**

- Phương pháp này làm cho tế bào mất nước ở trạng thái tự do. Đồng thời làm giảm, thậm chí ngừng hẳn quá trình phân chia của vi sinh vật. Nhờ đó chúng chịu được nhiều tác động của ngoại cảnh
- Phương pháp này dùng nhiều trong sản xuất, thời gian bảo quản lên tới vài chục năm

## **CÂU H I VÀ BÀI T P**

1. Nêu tóm tắt các nguyên tắc và phương pháp chung để phân lập vi sinh vật dạng thuần khiết
2. Nêu và phân tích điều kiện chính của quá trình nuôi cấy vi sinh vật?
3. Thực hành việc cấy chuyển từ các ống giống có sẵn sang các môi trường

# BÀI 5: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT SINH HỌC CỦA VI SINH VẬT TRÊN KÍNH HIỂN VI

## I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

### 1. Kiến thức lý thuyết

- Đặc điểm sinh học của các nhóm vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc, nấm men.
- Ý nghĩa của việc nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các nhóm vi sinh vật
- Các đặc điểm sinh học đặc trưng của mỗi nhóm vi sinh vật

### 2. Kỹ năng thực hành

- Kỹ năng sử dụng kính hiển vi quang học
- Kỹ năng làm tiêu bản tạm thời, tiêu bản cố định.
- Kỹ năng nhuộm màu các tiêu bản
- Kỹ năng quan sát các đặc điểm sinh học của vi sinh vật trên kính hiển vi quang học

## II. HÓA CHẤT – NGUYÊN LIỆU – DỤNG CỤ

### 1. Khái niệm thuốc nhuộm

- Thuốc nhuộm là hợp chất hóa học dùng để nhuộm màu
- Căn cứ vào tính chất hóa lý, chia làm 2 loại thuốc nhuộm chính:
  - Thuốc nhuộm kiềm là thuốc nhuộm trong đó gốc kiềm có khả năng nhuộm màu, chúng kết hợp chặt chẽ với phân nhân tế bào.

Ví dụ: thuốc nhuộm tím gentian, fuchsin kiềm, safranin

- Thuốc nhuộm acid là thuốc nhuộm mà gốc kiềm có khả năng kết hợp chặt chẽ với các thành phần tế bào chất

Trong nghiên cứu vi sinh vật, người ta sử dụng chủ yếu là thuốc nhuộm kiềm vì tế bào của chúng bắt màu rất tốt với loại thuốc nhuộm này

### 2. Mục tiêu thực hành cần đạt

 *Thuốc nhuộm Fuchsin:*

- |    |   |                                |       |
|----|---|--------------------------------|-------|
| 1/ | { | Rượu ethylic 96 <sup>0</sup> : | 10 ml |
|    |   | Fuchsin kiềm:                  | 0,3g  |
| 2/ | { | Phenol:                        | 5g    |
|    |   | Nước cất:                      | 95 ml |

Trộn dung dịch 1 và dung dịch 2 lại rồi pha loãng 5 lần

✚ *Xanh Methylen 0,001%*

Xanh methylen:	0,1g
Nước cất:	1000ml

✚ *Xanh Methylen Loeffler*

Rượu ethylic:	300ml
Xanh methylen:	20g

Hòa tan hỗn hợp trên rồi lọc trong (1)

Dịch lọc (1)	30ml
KOH 1%:	1ml
Nước cất:	1000ml

✚ *Dung dịch lactophenol*

Phenol kết tinh:	10g
Acid lactic:	10g
Glycerin:	20g
Nước cất:	10ml

✚ *Tím gentian*

- Công thức:

1/	{	Gentian violet:	1g
		Rượu ethylic 96 <sup>0</sup> :	10ml
2/	{	Phenol tinh khiết	5g
		Nước cất	100ml

- Cách pha chế:

- Dùng đũa thủy tinh khuấy cho tan hết gentian violet trong rượu
- Trộn 2 dung dịch (1) và (2) rồi lọc trong
- Để dịch lọc trong lọ màu

- Ghi chú: Hòa một phần cồn với thuốc nhuộm cho tan hết rồi cho acid vào, lắc đều. Tiếp tục thêm cồn cho đến khi mất hết vầng kim loại trên mặt

✚ *Dung dịch lugol*

- Công thức:

{	Iod tinh thể :	1g
	KI:	2g
	Nước cất:	300 ml

- Cách pha chế:



Hòa KI vào trong 5ml nước cất cho tan hết rồi cho iod tinh thể vào  
Bổ sung đủ 300ml nước sau khi iod tan hết

✚ C n 95%

✚ Aceton

### 3. Nguyên li u

- Ống thạch nghiêng cấy các loài vi sinh vật sau:
  - *Bacillus subtilis*, *Sarcina lutea*
  - *Penicillum italicum*, *Aspergillus niger*
  - *Streptomyces grisea*
  - *Saccharomyces cerevisiae*
- Môi trường Hansen nuôi cấy nấm men *Saccharomyces cerevisiae*
- Môi trường cao thịt – pepton dịch thể cấy *E.Coli*.
- Nước cất vô trùng

### 4. D ng c

- Lame, lamelle
- Que cấy, đèn cồn
- Giấy lọc
- Bocan, cầu thủy tinh
- Bình tia
- Tấm tre vô trùng
- Kính hiển vi, dầu soi

## III. LÀM TIÊU B N T M TH I

### 1. Các c i m c a tiêu b n t m th i

- Thao tác làm tiêu bản đơn giản, tiến hành nhanh.
- Quan sát được các trạng thái sống của tế bào như: sự chuyển động của tiên mao, sự sinh sản, sự hình thành bào tử.

- Chỉ sử dụng một lần rồi bỏ đi

### 2. Cách l y gi ng vi sinh v t làm tiêu b n

- Đốt đèn cồn lên
- Một tay cầm ống nghiệm chứa vi sinh vật
- Tay còn lại cầm que cấy để khử trùng
- Kéo nút bông ra khỏi ống nghiệm và khử trùng miệng ống nghiệm

- Đưa que cấy vào lấy sinh khối vi sinh vật.
- Rút que cấy ra, khử trùng miệng ống nghiệm
- Đưa giọt môi trường (hoặc sinh khối) vi sinh vật ở đầu que cấy đặt vào giữa lame để làm vết bôi

- Khử trùng lại que cấy

### 3. Cách làm tiêu bản giết chết

- Dùng que cấy lấy giống vi sinh vật để làm vết bôi
- Đặt lamelle lên giọt canh trường, tránh tạo bọt khí
- Quan sát trên kính hiển vi
- *Chú ý:*
  - Nếu giọt dịch quá nhiều, tràn ra ngoài lamelle thì dùng giấy thấm bớt nước đi
  - Nếu cần quan sát lâu thì dùng vaselin bôi quanh mép lamelle để giọt dịch khỏi bị khô.

### 4. Cách làm tiêu bản tế bào có nhuộm màu

#### a. Nguyên tắc

Phương pháp này sử dụng thuốc nhuộm không hoặc ít độc đối với vi sinh vật và được pha loãng ở nồng độ đảm bảo cho vi sinh vật vẫn sống và hoạt động sau khi nhuộm màu

#### b. Cách nhuộm: Có 2 cách nhuộm vi khuẩn sống:

##### Cách 1:

- Nhỏ 1 giọt thuốc nhuộm xanh methylen 0,001% lên lame
- Nhỏ 1 giọt canh trường vi sinh vật với thuốc nhuộm
- Đậy lamelle
- Quan sát tiêu bản ở vật kính X10 và X40

##### Cách 2

- Nhỏ 1 giọt thuốc nhuộm xanh methylen 0,001% lên lame
- Dùng que cấy dàn đều thành 1 vùng nhỏ rồi để khô tự nhiên.
- Nhỏ 1 giọt dịch vi khuẩn lên vùng màu đã khô
- Quan sát tiêu bản với vật kính X10 và X40

## IV. LÀM TIÊU BẢN CẤU TRÚC

### 1. Các cấu trúc của tiêu bản cấu trúc

Quan sát tiêu bản cố định là một phương pháp phổ biến trong nghiên cứu vi sinh vật học vì nó có ưu điểm sau:

- Tuy thao tác phức tạp nhưng tiêu bản có màu sắc đẹp, giữ được lâu
- Cho phép ta quan sát rõ ràng hình dạng và cấu tạo của tế bào, dễ dàng đếm số lượng vi sinh vật.

- Không sợ lây nhiễm khi làm việc với vi sinh vật gây bệnh.

## **2. Các bước tiến hành tiêu bản cố định**

### **a. Làm vết bôi**

- Chọn lame sạch và khô
- Lấy sinh khối vi sinh vật cho vào giữa lame.
- Để vết bôi khô tự nhiên trong không khí
- *Chú ý:*
  - Lượng vi sinh vật lấy vừa phải
  - Vết bôi tròn gọn, thật mỏng
  - Các tế bào vi sinh vật được dàn đều để quan sát

### **b. Cố định vết bôi**

- Việc cố định vết bôi nhằm các mục đích sau:
  - Giết chết vi sinh vật để chúng dễ bắt màu và an toàn khi tiếp xúc.
  - Gắn chặt vi sinh vật vào lame để lúc rửa không bị trôi mất
- Các cách cố định:
  - ❖ Cố định bằng nhiệt
    - Là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất
    - Dùng kẹp gỗ hay kẹp sắt để kẹp lame
    - Hơ mặt dưới của lam trên ngọn lửa đèn cồn, tránh không để quá nóng
  - ❖ Cố định bằng hóa chất:
    - Cách này tuy phức tạp nhưng không gây biến dạng tế bào, không gây biến đổi cấu trúc tế bào và không làm đứt các tiên mao.
      - Dùng các hóa chất là rượu và aceton để cố định vết bôi
      - Cách cố định:
        - Nhúng vết bôi vào rượu. Với rượu ethylic ngâm 5 – 15 phút, còn với rượu methylic ngâm 2 – 5 phút.
        - Ngâm vết bôi vào dung dịch aceton trong 15 phút

➤ Nhỏ vài giọt rượu 95% lên vết bôi. Đốt cháy và dẩy tắt ngay. Làm như vậy vài lần rồi để khô

### **3. Nhu m màu tiêu bản nh**

#### **a. Nguyên t c**

- Sử dụng thuốc nhuộm có khả năng thẩm thấu qua màng tế bào và kết hợp với các thành phần khác nhau của tế bào thành những hợp chất màu đặc trưng bền vững.
- Tùy theo mục đích nghiên cứu và khả năng bắt màu khác nhau của những thành phần tế bào mà chọn loại thuốc nhuộm và cách nhuộm cho phù hợp.
- Có 2 cách nhuộm chính:
  - Nhuộm đơn: Chỉ dùng một loại thuốc nhuộm trên 1 tiêu bản
  - Nhuộm kép: Dùng đồng thời 2 hay nhiều loại thuốc nhuộm trên 1 tiêu bản

#### **b. Cách nhuộm**

- Đặt tiêu bản lên cầu thủy tinh
- Nhỏ vào vết bôi vài giọt Fuchsin, để yên 1 – 2 phút.
- Rửa vết bôi bằng cách nghiêng lame, dùng bình tia xịt nước cho chảy nhẹ qua vết bôi cho đến khi không còn màu nữa.
- Dùng giấy thấm khô tiêu bản hoặc hơi nhẹ tiêu bản trên đèn cồn.
- Quan sát tiêu bản ở vật kính X40 và X100 dùng đầu soi

## **V. QUAN SÁT CẤU TRÚC SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT**

### **1. Quan sát cấu trúc sinh học của vi khuẩn (Bacteria)**

#### **a. Các cấu trúc sinh học quan sát vi khuẩn**


- Các kiểu hình dạng của tế bào
- Các kiểu liên kết giữa các tế bào
- Khả năng di động
- Khả năng hình thành bào tử
- Nhuộm Gram

#### **b. Cách quan sát**

##### Quan sát cấu trúc vi khuẩn


- Làm tiêu bản giọt ép với ống thạch nghiêng cấy vi khuẩn *Sarcina lutea*.
- Quan sát các tiêu bản trên kính hiển vi với vật kính X40

- *Yêu cầu:*
  - Vẽ hình dạng tế bào, các kiểu liên kết giữa các tế bào
  - Nhận xét về sự chuyển động của tế bào


 *Quan sát trực khuẩn*

- Làm tiêu bản giọt ép với vi khuẩn *E.Coli* trong môi trường dịch thể (1)
- Làm tiêu bản nhuộm đơn với vi khuẩn *Bacillus subtilis* nuôi cấy trong thạch nghiêng (2)

- *Yêu cầu:*
  - Tiêu bản 1: quan sát ở vật kính X40. Vẽ hình, nhận dạng sự chuyển động của tế bào.
  - Tiêu bản 2: quan sát ở vật kính X40 và X100 bằng dầu soi
  - Vẽ hình và nhận xét về hình dạng tế bào; hình dạng, số lượng và vị trí của bào tử trong tế bào

 *Quan sát xoắn khuẩn*

- Làm tiêu bản cố định nhuộm màu với bựa răng để quan sát vi khuẩn *Vibrio*, *Spirochaes*, *Spirillum*.
- *Chú ý:* dùng tăm lấy bựa răng làm vết bôi
- Lấy bựa răng vừa phải, dàn đều mới quan sát được
- Quan sát ở vật kính X40 và X100 bằng dầu soi
- Vẽ hình các dạng xoắn khác nhau của vi khuẩn (xoắn từ 1 vòng đến nhiều vòng)



**Hình 13: Các hình dạng chính của vi khuẩn**

- a) cầu khuẩn
- b) trực khuẩn
- c) phẩy khuẩn hay xoắn khuẩn

**2. Quan sát cộng sinh xạ khuẩn (*Actinomycetes*)**

**a. Các đặc điểm sinh học cơ bản quan sát**

- Hình dạng bào tử
- Đặc điểm cuống sinh bào tử
- Phương thức hình thành chuỗi bào tử

**b. Cách quan sát**

- Làm tiêu bản giọt ép với *Streptomyces grisea* trên thạch nghiêng (khi làm tiêu bản này phải dùng que cấy đầu nhọn chìm khuẩn ty xạ khuẩn trong giọt nước và tách rời các sợi, sau đó đập lamelle rồi quan sát)
- Làm tiêu bản nhuộm đơn với xạ khuẩn trên
- Yêu cầu: Quan sát tiêu bản ở vật kính X10 và X40. Vẽ hình và nhận xét hình dạng chung của xạ khuẩn.
- Làm tiêu bản quan sát cuống sinh bào tử:
  - Cấy xạ khuẩn vào môi trường trên đĩa petri
  - Dùng lamelle cắm vào bề mặt thạch nghiêng một góc 45°.
  - Đậy đĩa petri thích hợp và ủ ở nhiệt độ thích hợp
  - Sau đó lấy lamelle ra, đập lên lame và quan sát
- Làm tiêu bản quan sát bào tử
  - Dùng lame ấn nhẹ lên mặt thạch đã có xạ khuẩn mọc
  - Quan sát trên kính hiển vi với vật kính X100
  - Vẽ hình và nhận xét về cuống sinh bào tử và bào tử xạ khuẩn

**3. Quan sát các nấm mốc (Molds)**

**a. Các đặc điểm sinh học cơ bản quan sát**

- Đặc điểm của sợi nấm: màu sắc, có vách ngăn hay không?
- Đặc điểm của cơ quan sinh sản: hình dạng, cách sắp xếp các bộ phận của cơ quan sinh sản.
- Hình dạng, cấu tạo, cách sắp xếp của bào tử

**b. Cách quan sát**

- Làm tiêu bản nấm mốc không nhuộm màu
  - Nhỏ 1 giọt lactophenol lên lame
  - Dùng que cấy lấy khuẩn lạc nấm *Penicillium* hoặc *Aspergillus niger* và dàn mỏng
  - Đậy lamelle và quan sát ở vật kính X10 và X40

Vẽ hình và nhận xét chung hình dạng của sợi nấm; vị trí, hình dạng, cách sắp xếp chung của bào tử, thể bình, cuống thể bình, cuống bào tử đính của 2 loại nấm mốc trên

- Làm tiêu bản nấm mốc nhuộm màu:
  - Nhỏ 1 giọt dung dịch xanh cotton lên lame
  - Lấy 1 ít sợi nấm dàn đều trên lame
  - Đậy lamelle và quan sát ở vật kính X40
  - Vẽ hình cấu tạo sợi nấm và cơ quan sinh sản

#### 4. Quan sát c i m sinh h c c a n m men (*Yeasts*)

##### a. *Nh ng c i m sinh h c c n quan sát*

- Hình thái, kích thước tế bào nấm men
- Sự nảy chồi của nấm men
- Hình dạng, số lượng bào tử trong 1 túi bào tử

##### b. *Cách quan sát*

- Làm tiêu bản nhuộm đơn nấm men cấy trong môi trường xanh methylen Loeffler
- *Yêu c u:*
  - Quan sát kính hiển vi ở vật kính X40 và X100
  - Vẽ hình chú thích màng tế bào chất, không bào của tế bào

## VI. PH NG PHÁP NHU M GRAM

### 1. Hóa ch t – nguyên li u - d ng c

#### a. *Hóa ch t – Nguyên li u*

##### *Hóa ch t*

- Các loại thuốc nhuộm
- Nước muối sinh lý: dung dịch NaCl 0,85%

##### *Nguyên li u*

- Các ống thạch nghiêng nuôi cấy các giống vi sinh vật: *B.subtilis*, *E.Coli*.

#### b. *D ng c*

- Ống nghiệm đựng nước cất vô trùng
- Lame, lamelle
- Que cấy, đèn cồn, diêm quẹt
- Bình đựng nước rửa tiêu bản
- Chậu thủy tinh
- Cốc thủy tinh, cầu thủy tinh

- Kính hiển vi, dầu soi kính
- Giấy lọc, kẹp sắt

## 2. Nguyên tắc nhuộm gram

Dựa trên khả năng bắt màu của tế bào chất và màng tế bào với thuốc nhuộm tím kết tinh và iod mà hình thành nên hai loại phức chất khác nhau

- Loại phức chất thứ nhất vẫn giữ nguyên màu của thuốc nhuộm nên không bị rửa trôi khi xử lý bằng cồn. Vi sinh vật có phức chất này là vi khuẩn gram dương.


- Loại phức chất thứ hai không giữ được màu của thuốc nhuộm nên mất màu khi xử lý bằng cồn và bắt màu của thuốc nhuộm bổ sung. Vi sinh vật có phức chất này thuộc loại gram âm.

## 3. Các bước tiến hành


- Làm tiêu bản
  - Dùng que cấy lấy nước vô trùng để làm 3 vết bôi trên lame (hai đầu và giữa lame).
  - Dùng que cấy lấy một chút sinh khối làm vết bôi theo thứ tự sau:
    - Bên trái lame là *B.subtilis*
    - Bên phải lame là *E.Coli*
    - Ở giữa lame là *B.subtilis* trộn lẫn với *E.Coli*
  - Để khô vết bôi trong không khí hoặc cố định nhẹ trên đèn cồn.
- Nhuộm tiêu bản:
  - Đặt 3 miếng giấy lọc lên 3 vết bôi
  - Nhuộm tiêu bản bằng thuốc nhuộm tím kết tinh qua giấy lọc trong 1 phút.
  - Nhuộm lugol trong 1 phút
  - Rửa nước
  - Tẩy cồn trong 30 giây, để nghiêng tiêu bản, nhỏ từ từ từng giọt cồn cho đến khi tan hết màu
    - Rửa nước
    - Nhuộm bổ sung Fuchsin hoặc safranin từ 10 – 30 giây
    - Rửa nước
    - Làm khô và soi tiêu bản với vật kính dầu
- Kết quả:
  - Với vết bôi của *B.subtilis* màu tím – gram dương



- Vết bôi trộn *B.subtilis* + *E.Coli* có màu hồng lẫn màu tím
- Vết bôi của *E.Coli* màu hồng - gram âm



**Hình 14: Các bước nhuộm gram**



**Hình 15: Kết quả sau khi nhuộm gram**

## CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

- 1) Thực hành làm tiêu bản giọt ép đối với vi khuẩn *E.Coli*. Vẽ hình và chú thích các đặc điểm quan sát được.
- 2) Thực hành làm tiêu bản nhuộm đơn với vi khuẩn *B.subtilis*, vi khuẩn bực răng. Vẽ hình và chú thích các đặc điểm quan sát được

- 3) Làm tiêu bản nhuộm màu *A.niger*. Vẽ hình và chú thích các cơ quan mang bào tử của chúng
- 4) Trình bày nguyên tắc và ý nghĩa của việc nhuộm kép.
- 5) Nêu tên các loại thuốc nhuộm sử dụng trong nhuộm gram
- 6) Trình bày của nguyên tắc nhuộm gram
- 7) Tóm tắt phương pháp nhuộm gram. Vẽ hình, chú thích kết quả nhuộm gram